

胚胎解冻用油

产品信息

产品名称	产品型号	产品规格
胚胎解冻用油	OLW-11S	500mL/瓶/盒

预期用途

本品主要用于辅助生殖中胚胎解冻过程的复温。

产品描述

胚胎解冻用油用于本司自动玻璃化冷冻解冻系统（科研）进行自动玻璃化冷冻后，装有胚胎的载杆进行解冻复温，该解冻油是经过体外鼠胚测试的无菌解冻油。

产品特点

1. 胚胎解冻用油为即用型无菌产品，出厂时会进行 MEA、无菌、内毒素检测。
2. 产品在有效期内是稳定的。
3. 提高升温速率。

使用方法

1. 室温取出后将 PET 试剂瓶对光观察，液体应无任何沉淀颗粒、变色、呈现浊状、浑浊等现象，如有，请勿使用。
2. 使用无菌操作方法取数适量的产品。
3. 提前于加热台加温预热 30 分钟。

出厂质量控制

1. 无菌。
2. 通过药典细菌内毒素试验，内毒素含量 <0.25 EU/mL。
3. 每批均通过鼠胚 MEA 检测，受精卵发育成囊胚的形成率 $\geq 80\%$ 。

运输与保存方法

1. 室温运输。
2. 未开封前置于室温避光保存，有效期 2 年。

注意事项

1. 保存时，试剂瓶盖需盖紧，防止污染。
2. 本品为一次性使用产品，使用后不得再次回收使用。
3. 使用无菌操作方法取出适量的产品。

-
4. 如产品变色、呈现浊状、浑浊或可能有微生物污染均不得使用。
 5. 本产品仅作科研用途。

相关产品

Biorocks 有一整套用于科研辅助生育的辅助生育产品。请致电或前往官网索取相关信息或我们最新的产品目录。询问技术问题或联系客服部请打 Biorocks 热线。

联系方式:

请拨打 Biorocks 热线: 0755-23746987

官网网址: www.biorocks.net

Biorocks