

牛胚胎的培养试剂

性能比肩进口产品

牛胚胎一步式培养体系

1

IVM牛卵母细胞体外成熟液

即用型无菌培养液，专为牛卵母细胞的体外成熟而设计，可有效提高成熟率及受精率。

2

IVF牛卵母细胞体外受精液


即用型无菌培养液，全面支持精子获能与牛卵母细胞体外受精，有效提升卵母细胞的受精率及后续胚胎发育率。

3

IVC牛胚胎一步式培养液

即用型无菌培养液，用于受精卵母细胞的体外一步式培养液，为胚胎提供充足的发育所需物质和稳定的发育环境。

产品规格：5mL/瓶，2瓶/盒。可个性化订制规格。




IVM牛卵母细胞
体外成熟液



IVF牛卵母细胞
体外受精液



IVC牛胚胎
一步式培养液



胚胎培养用油



胚胎培养用油
500mL/瓶/盒

胚胎培养用油为即用型无菌产品，用于培养时覆盖培养液，可维持和稳定培养液的pH和渗透压。也可在 ICSI、辅助孵化和胚胎活检时使用。高质量、无菌矿物油，专为胚胎培养而设计。

产品规格：500mL/100mL/50mL
可个性化订制规格。

精子优选梯度液套装



精子优选梯度液是一款组合梯度液，其适用性广，操作灵活简单。可用于将活跃精子与精液中的细胞、亚细胞颗粒、细菌与病毒分离。精子优选梯度液的渗透压均匀，粘度低，分离条件温和，对细胞无毒性。
产品规格：100mL/瓶/盒。可个性化订制规格。




精子优选梯度液-A液



精子优选梯度液-B液

精子优选梯度液效果对比



OPU取卵液

即用型OPU取卵液。
产品规格：500mL/瓶/盒。
可个性化订制规格。



OPU取卵液


冲洗培养基

即用型冲洗培养基，有助于维持处理、清洗和操作的卵母细胞/胚胎的稳态。
产品规格：50mL/瓶/盒。
可个性化订制规格。



冲洗培养基

Biorocks明星产品推介



自动玻璃化冷冻解冻系统



自动玻璃化解冻及胚胎装管系统



舒博士



公司官网



公司公众号



生产企业：深圳拜尔洛克生物技术有限公司
生产地址：深圳市龙华区观盛一路华润三九医药
科创楼第11层